



SW

ÉCLAIRAGE SCIALYTIQUE VENUS PLUS LED MCT VIEW




Venus Plus LED MCT View

Stern Weber redéfinit l'innovation avec Venus Plus LED MCT View, l'éclairage qui intègre une caméra 4K à l'avant-garde, conçue pour fournir des images détaillées et en haute résolution.

La **lentille liquide** intelligente garantit une mise au point ultra-rapide, en s'adaptant automatiquement aux différentes distances de travail.

Grâce au **stabilisateur numérique**, même les prises de vue les plus complexes sont parfaitement nettes.

La touch-area permet une interaction conviviale pour une mise au point optimale, tandis que le capteur « no-touch » et les poignées autoclavables optimisent l'hygiène et le confort.



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR DES PERFORMANCES AU TOP

Venus LED MCT View permet un éclairage personnalisable qui s'adapte à n'importe quelle phase opératoire : 4 300K pour une chirurgie de précision, 5 000K pour les restaurations conservatrices et 5 500K pour une perception précise des couleurs.

Mode composite

La technologie de pointe qui réduit la longueur d'onde entre 430 et 480 nm, ce qui permet d'optimiser le temps de modélisation des matériaux sans interférer avec la polymérisation.



Technologie de pointe pour la communication, la formation et la sécurité

MCT View révolutionne la communication avec le patient et la didactique clinique grâce à la caméra 4K intégrée, qui fournit des images à très haute résolution. La possibilité d'afficher les détails cliniques sur le moniteur améliore l'interaction et rend l'explication des traitements plus efficace.

Enregistrement et archivage intelligent

Grâce au système de documentation numérique, chaque phase du traitement peut être enregistrée et archivée pour une gestion sophistiquée des dossiers médicaux. Les fichiers sauvegardés représentent une ressource précieuse pour le contrôle de la qualité opératoire, la protection juridique et l'assistance pour les assurances.



Intégration intelligente et installation flexible

Avec le logiciel Venus View installé sur un PC, toutes les fonctions peuvent être gérées de manière conviviale : de l'activation de l'enregistrement à la personnalisation des paramètres. Le système de l'éclairage se connecte facilement au moniteur de l'unité de soins ou sur celui mural, avec trois options d'installation : intégrée, au plafond ou au mur.





Stabilisateur numérique : une précision optimale quelles que soient les situations

Le système de stabilisation numérique garantit des prises de vue parfaites et sans vibrations, ce qui permet d'éliminer les effets des mouvements du fauteuil, du patient et de l'équipe dentaire.

Full Touch : un contrôle intelligent et sophistiqué

L'intégration avec la console Full Touch permet de gérer les enregistrements, le zoom et la capture d'images directement depuis l'unité de soins, ce qui permet d'optimiser le flux de travail et de réduire le besoin d'interaction avec le PC.

Commandes vocales : technologie à l'avant-garde

Les commandes vocales fournissent une interaction fluide et moderne, ce qui permet de gérer n'importe quelle fonction de la caméra sans interrompre le travail.



Pédalier : ergonomie et grande praticité

Le joystick de la pédale, activable en mode avancé, permet de gérer la caméra d'un simple mouvement du pied, ce qui permet d'améliorer l'ergonomie, l'efficacité et l'hygiène.



Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones hors UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur local.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344

sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601

